




Repérez la position de la pièce sur le schéma, relevez le **N° de référence** Wagner, puis saisissez-le dans la recherche de la boutique. Nos références boutique reprennent le n° Wagner précédé de **WA** (ex. 2365807 → WA2365807) : la recherche fonctionne avec les deux écritures. **Astuce** : cliquez sur une référence pour l'ouvrir directement dans la boutique et l'ajouter au panier.

12.2 POMPE PÉRISTALTIQUE PP25S, VERSION DROITE

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2365807	Pompe péristaltique PP25S, version droite (complète)	1
2	2365482	Manchon de raccordement	1
3	3144056	Soupape à pincement	2
4	3102576	Soupape d'aération rapide ◆	2
5	3136837	Soupape de retenue ◆	2
6	2365756*	Coude de tube	1
7	2335588	Adaptateur avec filetage intérieur	1
8	3144058	Manchette pour soupape à pincement ◆	2
9	3201587	Loctite 577	1


◆ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.

Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.



12.3 POMPE PÉRISTALTIQUE PP25S, VERSION COUDÉE



Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2365797	Pompe péristaltique PP25S, version coudée (complète)	1
2	2418606	Raccord de sortie (remplace la réf 3145249)	1
3	2360047 *	Coude de tube	1
4	3136837	Soupape de retenue ♦	2
5	3102576	Soupape d'aération rapide ♦	2
6	3144056	Soupape à pincement	2
7	3144058	Manchette pour soupape à pincement ♦	2

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence non vendue au détail par WAGNER actuellement : contactez-nous via le formulaire de la boutique.